

# Hårda korsetter

Guide för hantering och skötsel



## Om din korsett

Korsetten du har fått stabiliserar och avlastar ryggraden samt ger i vissa fall smärtlindring.

## Användning

Du kan med fördel använda ett linne eller t-shirt utan sömmar under korsetten. Det blir mer skonsamt för huden. Kontrollera att intagen i midjan ligger rätt och börja med att spänna det mittersta bandet innan du spänner de andra.

Efterspänn vid behov. Korsetten ska sitta väl åtstramad. Ju hårdare den sitter, desto bättre effekt har den. En löst sittande korsett skaver lätt. Det är väldigt ovant i början så använd då

korsetten korta stunder och öka på tiden successivt, om inget annat anges.

Använd alltid korsetten enligt läkarens ordination.

## Skötsel

Torka av korsetten med ljummet vatten och mild tvål. Låt lufttorka. Använd ej varmluftsapparatur då korsetten kan formförändras. Blir något slitet eller går sönder, kontakta oss och boka tid för reparation.

## Begränsning/försiktighet

När korsetten är ny bör du vara observant på eventuella tryckmärken. Rodnader bör försvinna någon timme efter användning. Använd inte på krämer, lotioner eller puder på huden innan du tar på korsetten. Det kan göra huden extra känslig.

## Kontakta oss

Vi på Aktiv Ortopedteknik är glada över att kunna hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet, stort produktkunnande och vill alltid ge dig bästa service.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.