

Inlägg

Guide för hantering och skötsel



Om dina inlägg

Inlägg är ett individuellt anpassat hjälpmedel som avser att korrigera felställningar och/eller avlasta tryckpunkter.

Inlägg och fotbäddar fungerar bäst i snörskor där man kan justera vidden över vristen. Pumps och loafers försvårar användandet av inlägg och är ej att rekommendera!

Kännetecknen på en bra sko:

- En stabil hälkappa
- Snörning alt. kardborreband
- Vridstyv sula
- En uttagbar innersula i skon underlättar att få plats med inläggen.

Skötsel

Inlägg av plast tvättas av med ljummet vatten och tvål. Låt sedan lufttorka – ej över element eller med varmluftsapparater då inläggen kan ändra form.

Inlägg med läderyta torkas av med en fuktig trasa. Låt sedan lufttorka, ej över element. När inläggen inte används, tag gärna ut dem ur skorna för luftning.

När dina Inlägg och fotbäddar är nya kan du successivt behöva vänja dig vid dem. Det kan ta 2–3 veckor. Känns det inte bra efter denna tid bör ni omgående komma till oss på ditt ortopedtekniska center för en justering.

Kontakta oss

Vi på Aktiv Ortopedteknik är glada över att kunna hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet, stort produktkunnande och vill alltid ge dig bästa service.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.