

Bråckbandage

Guide för hantering och skötsel



Om ditt bräckbandage

Ett bräckbandage är ett individuellt anpassat hjälpmedel som förhindrar att ditt bräck blir större och hjälper dig därmed mot ett aktivare liv.

Ditt bräckbandage bör alltid anpassas utifrån ditt specifika problem. Vi på ditt ortopedtekniska center hjälper dig med vägledning och kan även justera bandaget och byta ut kardborrebanden vid behov.

Skötsel

För optimal användning bör du rengöra ditt bräckbandage regelbundet. Det gör du enklast genom följande steg:

1. Tillslut alla kardborreband och spännen före tvätt för att undvika slitage. Det går även att plocka isär vissa delar på ditt bandage och tvätta dessa separat.
2. Följ tvättinstruktionen på bandaget och tvätta det med ett mildt tvättmedel.
3. Låt härefter bandaget lufttorka.

Vid förslitning av kardborrebanden och andra behov av justeringar, kontakta oss.

Begränsning/försiktighet

Var observant på att bandaget skall täcka och trycka in bräcket. Om ditt bandage inte gör detta, kontakta oss på ditt ortopedtekniska center.

Kontakta oss

Vi är glada att kunna ge dig råd om just din situation och bistå dig med vår erfarenhet, vårt produktkunnande och vår service.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.