

Textila korsetter

Guide för hantering och skötsel



Om din textila korsett

Korsetten är ett hjälpmedel som avser att stabilisera och avlasta ryggraden.

Användning

Använd den textila korsetten direkt mot huden eller ha ett linne alternativt en t-shirt under den. Använd korsetten enligt din handläggares instruktioner eller enligt läkarens ordination.

Skötsel

Tillslut alla kardborreband och spännen före tvätt för att undvika slitage. Följ tvättinstruktionerna på korsetten och tvätta den med ett mildt tvättmedel. Det går även bra att handtvätta korsetten. Låt korsetten lufttorka.

Vid justering av korsetter eller utbyte av kardborreband är du välkommen till oss på ditt ortopedtekniska center.

Begränsning/försiktighet

När korsetten är ny bör man vara observant på eventuella tryckmärken/rodnader. Om dessa inte försvinner kontakta oss.

Kontakta oss

Vi på Aktiv Ortopedteknik är glada över att kunna hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet, stort produktkunnande och vill alltid ge dig bästa service.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.